



BESTELLFORMULAR

Ersatzmaterial Defibrillator Heartstart FR2 Matériel de remplacement Défibrillateur Heartstart FR2

Besteller / Client:	Departement:
	OE / UO:
	Adresse:
	PLZ, Ort / CP, Lieu:
	Name, Vorname / Nom, Prénom:
	Tel / tél:
	e-mail:
	Bestellnummer / N° de commande:

Rechnungsadresse / Adresse de facturation:	Adresse:
	PLZ, Ort / CP, Lieu:

Lieferadresse / Adresse de livraison:	Adresse:
	PLZ, Ort / CP, Lieu:

	Datum / Date:
	Unterschrift / Signature:
	Visum Personalchef / Visa chef du personnel:

Erstellt: MA BP		Prüfer und Freigeber		C BP
© Armeeapotheke / BP	Version:	03	Ersetzt:	02
Titel: Ersatzmaterial Defibrillator Heartstart FR2 Matériel de remplacement Défibrillateur Heartstart FR2			Gültig ab:	20.05.2022
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 107559	Teildoku: 000	Seite 1 von 4

VBS / SAP Nr DDPS / SAP N°	Ersatzmaterial / Matériel de remplacement	Menge / Nombre	Preis / Einheit Prix / par unité
2505.2363	ELEKTRODENPLATTE SELBSTHAFTEND FUER DEFIBRILLATOR HEARTSTART FR PLAQUE D'ELECTRODE AUTOADHESIVE POUR DEFIBRILLATEUR HEARTSTART FR		ca. CHF 52.–
2514.6275	ELEKTRODENPLATTE SELBSTHAFTEND, F KINDER F DEFI HEARTST FR2, 1 PAAR, BIS 8 JAHRE/25KG ELECTRODE AUTOADHESIVE POUR ENFANTS, DEFI HEARTSTART FR2, 1PAIRE, JUSQU'A 8 ANS/25KG		ca. CHF 52.–
2514.0125	BATTERIE 12V DC 4,2AH LITHIUM FUER DEFIBRILLATOR HEARTSTART FR2 BATTERIE 12V DC 4,2AH LITHIUM POUR DEFIBRILLATEUR HEARTSTART FR2		ca. CHF 265.–
2514.0177	GEBRAUCHSANWEISUNG 'HALBAUTOMATISCHER EXTERNER DEFIBRILLATOR', DEUTSCH MODE D'EMPLOI 'HALBAUTOMATISCHER EXTERNER DEFIBRILLATOR', DEUTSCH		} gratis / gratuit
2514.0179	GEBRAUCHSANWEISUNG 'DEFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIC', FRANZOESISCH MODE D'EMPLOI 'DEFIBRILLATEUR EXTERNE SEMI-AUTOMATIQUE', FRANCAISE		
2514.0180	GEBRAUCHSANWEISUNG 'DEFIBRILLATORE ESTERNO SEMIAUTOMATICO', ITALIENISCH MODE D'EMPLOI 'DEFIBRILLATORE ESTERNO SEMIAUTOMATICO', ITALIENISCH		
2512.6230	TRAGTASCHE 260X230X125MM PES/PUR, M TRAGRIEMEN, FUER DEFIBRILLATOR HEARTSTART FR2 SACOCHE 260X230X125MM PES/PUR, AVEC BRETELLE, POUR DEFIBRILLATEUR HEARTSTART FR2		ca. CHF 248.–
2551.3377	HINWEISSCHILD 250x170x1MM AL, 'AED' FUER WANDMONTAGE PLAQUETTE INDICATRICE 250x170x1MM AL, 'AED' POUR MONTAGE MURAL		ca. CHF 48.–
2569.2646	WANDKASTEN 44,5X44,5X18CM AL, MIT AKUSTIK ALARM, FUER DEFIBRILLATOR ZOLL AED PRO CAISSON MURAL 44,5X44,5X18CM AL, ET ALARME, POUR DEFIBRILLATEUR ZOLL AED PRO		ca. CHF 332.–

Erstellt: MA BP		Prüfer und Freigeber		C BP
© Armeepotheke / BP	Version:	03	Ersetzt:	02
Titel: Ersatzmaterial Defibrillator Heartstart FR2 Matériel de remplacement Défibrillateur Heartstart FR2			Gültig ab:	20.05.2022
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 107559	Teildoku: 000	Seite 2 von 4

Kontrollen und Service durch den Anwender

Wir weisen Sie darauf hin, dass der Defibrillator inklusive Zubehör gemäss den Beschreibungen der Gebrauchsanweisung durch den Anwender bzw. Geräteverantwortlichen kontrolliert werden muss. Eine entsprechende Prüfliste ist auf der Homepage der Armeeapotheke abrufbar. Weiterführende präventive Instandhaltungsmassnahmen sind nicht erforderlich. Bei allfällig auftretenden Mängeln wird Ihnen die Armeeapotheke gerne weiterhelfen.

Contrôles a effectuer par l'utilisateur et services

Nous rappelons que le défibrillateur et les accessoires doivent être contrôlés par l'utilisateur selon les prescriptions du fabricant (voir manuel d'instructions). Une liste de contrôle (check-list) correspondant est disponible sur le site Web de la pharmacie de l'armée. D'autres mesures de maintenance préventives ne sont pas nécessaires. En cas d'éventuel défaut la pharmacie de l'armée se fera un plaisir d'aider.

Ausbildung

Es gelten die Richtlinien SRC: www.resuscitation.ch
Das Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung (AZB) bietet Kurse für alle Mitarbeitenden der Bundesverwaltung an.

Formation

*Les directives du SRC sont applicables: www.resuscitation.ch
Les cours du centre de formation de l'administration fédérale (CFAF) sont ouverts à l'ensemble des collaborateurs/trices de l'administration fédérale.*

Defibrillator Heartstart FR2

- Halbautomatischer externer Defibrillator mit Bildschirm
- Energieabgabe nominal:
150 J bei 50 Ω
- Wellenform:
Abgeschnittene Zweiphasen-Exponentialkurve
- Schockbare Rhythmen:
Kammern (VF) und bestimmte Formen der Kammertachykardie (VT, einschliesslich Kammerflattern und polymorpher VT)
- Lieferung inkl. Verbrauchsmaterial und Ersatzbatterien



Défibrillateur Heartstart FR2

- *Défibrillateur externe semi-automatique avec écran*
- *Énergie nominale fournie:*
150 J par 50 Ω
- *Forme d'onde:*
courbe exponentielle biphasique interrompue
- *Produit un choc électrique:*
en cas de fibrillation ventriculaire (FV) et de certaines formes de tachycardie ventriculaire (TV, y compris flutter ventriculaire et TV polymorphe)
- *Livré avec matériel d'emploi et batteries de rechange*

Erstellt: MA BP		Prüfer und Freigeber		C BP
© Armeeapotheke / BP	Version:	03	Ersetzt:	02
Titel: Ersatzmaterial Defibrillator Heartstart FR2 Matériel de remplacement Défibrillateur Heartstart FR2			Gültig ab:	20.05.2022
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 107559	Teildoku: 000	Seite 3 von 4

Wandkasten 44,5 x 44,5 x 18 cm Al, mit Akustik-Alarm (VBS / SAP Nr. 2569.2646)

Caisson Mural 44,5 x 44,5 x 18 cm Al, et Alarm

(DDPS / SAP N 2569.2646)



Beispiel Fotos / exemples de photos

Bestelladresse:

Adresse de commande:

Logistikbasis der Armee

Armeeapotheke

Auftragssteuerung

Worbentalstrasse 36

3003 Bern

Telefon / téléphone: 058 / 464 34 08

E-Mail: aapotas.lba@vtg.admin.ch

- Ablage: C B QS als ORIGINAL (Masterdokument)
 SAP / DVS (leeres Formular)
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)
- Verteiler: LBA / AApot / Auftragssteuerung (ausgefülltes Formular)
 Homepage: <https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/lba/armeeapotheke.html>

Erstellt: MA BP		Prüfer und Freigeber		C BP
© Armeeapotheke / BP	Version:	03	Ersetzt:	02
Titel: Ersatzmaterial Defibrillator Heartstart FR2 Matériel de remplacement Défibrillateur Heartstart FR2			Gültig ab:	20.05.2022
MS Nr Schlüssel: FR-04-01-00-009	SAP/DVS Nr:	AFR / 107559	Teildoku: 000	Seite 4 von 4