



Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000

Die Kontrollen erfolgen gemäss der Gebrauchsanweisung des Defibrillators «Kapitel 5. Pflege des Lifepak 1000 Defibrillators» und müssen regelmässig (gemäss Gebrauchsanweisung wöchentlich) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortlicher:		Telefonnummer:	
Herstellernummer:					

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Statusanzeige: Symbole OK angezeigt Batteriekapazität in Ordnung													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Ersatzbatterie, etc...)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. Schraubenschlüssel-Symbol in Bereitschaftsanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeepotheke (Kundenmanagement), Tel. 058 464 34 21/22 oder 058 464 20 95

Erstellt:	MPR	Prüfung:	HOLW	Freigabe:	BUJ
© Armeepotheke / MPT		Version:	01	Ersetzt:	Version 00

Titel: Anwenderkontrolle: Defibrillator Lifepak 1000		Gültig ab: 22.06.2018	
MS Nr Schl.: CL-15-04-00-049	SAP/DVS Nr: AFR / 106098	Teildok: 000	Seite 1 von 1