




Anwenderkontrolle: Defibrillator ZOLL AED Pro

Die Anwenderkontrolle des Defibrillators sollte in regelmässigen Abständen (bspw. monatlich; im Bedienerhandbuch nicht spezifiziert) durchgeführt werden.

Standort Defibrillator:		Verantwortlicher:		Telefonnummer:	
ID Nummer:					

Datum der Kontrolle:													
Kontrolle ausgeführt von:													
Visum:													
Kontrollpunkte													
Defibrillator ist sauber, keine Schäden ersichtlich													
2 Elektrodenpakete vorhanden, versiegelt, unbeschädigt, Verfalldatum in Ordnung													
Bereitschaftsanzeige: Das grüne Häkchen signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist.													
Definiertes Zubehör vorhanden Verfalldatum in Ordnung (Handschuhe, Kurzanleitung, etc...)													
Bemerkungen:													

Tritt am Defibrillator eine Störung auf (bspw. ein rotes „X“ in Bereitschaftsanzeige), wenden Sie sich direkt an den Verantwortlichen Ihres Standortes oder an die Armeepotheke (Kundenmanagement), Tel. 058 464 34 21/22 oder 058 464 20 95.

Erstellt:	MPR	Prüfung:	HOLW	Freigabe:	BUJ
© Armeepotheke / MPT		Version:	01	Ersetzt:	Version 00

Titel: Anwenderkontrolle: Defibrillator ZOLL AED Pro		Gültig ab: 22.06.2018	
MS Nr Schl.: CL-15-04-00-058	SAP/DVS Nr: AFR / 107292	Teildok: 000	Seite 1 von 1