



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Contrôle par l'utilisateur : Defibrillator Lifepak 1000

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Les contrôles doivent être effectués régulièrement chaque semaine, conformément aux dispositions du chapitre 5 « Entretien du défibrillateur LIFEPAK 1000 » de la notice d'utilisation.

Emplacement du défibrillateur:		Responsable:		Numéro de téléphone :	
Numéro de série du fabricant :					

Date du contrôle par l'utilisateur:												
Contrôle effectué par:												
Visa:												
Points à contrôler												
Le défibrillateur est propre, aucun dommage apparent												
2 jeux d'électrodes présents, plombés, pas endommagés date de péremption o.k.,												
Indicateur d'état: Symbole OK affiché Capacité de la batterie correcte												
Accessoires définis disponibles Date d'expiration correcte (gants, batterie de rechange)												
Remarques												

Si une panne affecte le défibrillateur (p. ex. symbole de clé à molette dans l'indicateur d'état), adressez-vous directement au responsable de votre emplacement ou à la Pharmacie de l'armée : aapotas.lba@vtg.admin.ch ou tel. : **+41 58 467 45 68**.

Contrôle par l'utilisateur : Defibrillator Lifepak 1000

SAP/DVS Nr.: VFR / 106098 Teildok: 001 Version: 03

© Armeeapotheke Gültig ab: 01.04.2025 Seite 1 von 1