



MS_Prozesszuordnung LOG - Instandhaltung

MS_Dok-Bezeichnung BE-Betriebsdokument (ohne regelmässige Überprüfung)

Detail zur Dok-Art

CHECKLISTE

Titel

Contrôle par l'utilisateur : Défibrillateur ZOLL AED Pro

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Erstellt M. Köhli

Geprüft J. Furer

Freigabe im DVS J. Furer

Les contrôles du défibrillateur devraient être effectués à intervalles réguliers (p. ex. chaque mois ; non spécifié dans la notice d'utilisation).

Emplacement du défibrillateur :		Responsable :		Numéro de téléphone :	
Numéro de série du fabricant :					

Date du contrôle par l'utilisateur :												
Contrôle effectué par :												
Visa :												
Points à contrôler												
Le défibrillateur est propre, aucun dommage apparent												
2 jeux d'électrodes présents, plombés, pas endommagés, date de péremption o.k.												
Indicateur de fonctionnement: La coche verte signale que l'appareil est opérationnel.												
Les accessoires définis sont disponibles, date de péremption o. k. (gants, guide succinct, etc...)												
Remarques												

Si une panne affecte le défibrillateur (p. ex. un « X » rouge dans l'indicateur de fonctionnement), adressez-vous directement au responsable de votre emplacement ou à la Pharmacie de l'armée : aapotas.lba@vtg.admin.ch ou tel. : **+41 58 467 45 68**.

Contrôle par l'utilisateur : Défibrillateur ZOLL AED Pro

SAP/DVS Nr.: **VFR / 107292** Teildok: **001** Version: **03**

© Armeeapotheke Gültig ab: **01.04.2025** Seite 1 von 1