



## Contrôle par l'utilisateur: Défibrillateur Lifepak 1000

Les contrôles doivent être effectués régulièrement chaque semaine, conformément aux dispositions du chapitre 5 «Entretien du défibrillateur LIFEPAK 1000» de la notice d'utilisation.

Emplacement du défibrillateur:		Responsable:		Numéro de téléphone:	
Numéro de série du fabricant:					

Date du contrôle par l'utilisateur:													
Contrôle effectué par:													
Visa:													
Points à contrôler													
Le défibrillateur est propre, aucun dommage apparent													
2 jeux d'électrodes présents, plombés, pas endommagés,													
date de péremption o.k.													
Indicateur d'état:													
Symbole OK affiché,													

Si une panne affecte le défibrillateur (p. ex. symbole de clé à molette dans l'indicateur d'état), adressez-vous directement au responsable de votre emplacement ou à la Pharmacie de l'armée (service à la clientèle), n° tél. 058 464 34 21/22; 058 464 20 95

Erstellt:	MPR	Prüfung:	HOLW	Freigabe:	BUJ
© Armeeapotheke / MPT		Version:	01	Ersetzt:	Version 00

Titel:	Contrôle par l'utilisateur: Défibrillateur Lifepak 1000	Gültig ab:	22.06.2018
MS Nr Schl.:	FR-15-04-00-049	SAP/DVS Nr:	AFR / 106098
Teildok:	001	Seite	1 von 1