



MS_Prozess 04_Kundenmanagement MS_Dok-Bez. BE-Betriebs-dok

Detail zur Dok-Art **FORMULAR**

Titel **Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire**

Ergänzung zum Titel **2529.6610 Gebrauchsmaterial / Matériel d'utilisation und 2529.6611 Verbrauchsmaterial / Matériel de consommation**

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS:

Ersteller J.-P. Buchs Prüfer J.-P. Buchs Freigeber DVS J.P. Buchs

Für Kp
Pour cp

Greifbar am:
Disponible le:

Armeelogistikcenter
Centre logistique de l'armée

Bestellt durch – commandé par:

Grad – grade Name – nom Vorname – prénom Einteilung – incorporation

Ziviladresse – adresse civile

Strasse – rue Nr.- No. PLZ – NP Ort – lieu

Tel. während der Bürozeit
tél. pendant les heures de bureau

Tel. Privat / evtl. Mobiltelefon
tél. privé / ev. téléphone mobile

Az, Apot, C Lab, Fachlehrer / med, pharm, C lab, enseignants spécialistes

Datum – date Unterschrift – signature

Bitte senden Sie diese Bestellung ausgefüllt an das Armeelogistikcenter, in dem die entsprechende Truppe / Kp ihr Material fasst oder geben Sie die Bestellung am URE dem zuständigen KAM. Das Formular muss nach der Erfassung des bestellten Materials im PSN durch den KAM zwingend an die Armeeapotheke (Prüfung Bezugsberechtigung) weitergeleitet werden.

E-Mail: aapotas.lba@vtg.admin.ch

**Nous vous prions d'envoyer cette commande dûment remplie au centre logistique de l'armée qui est responsable pour la réception du matériel de la troupe / cp mentionnée, ou remettez le au conseiller client lors du rapport matériel (RAU).
Après l'enregistrement du matériel commandé dans le system PSN, le conseiller client doit envoyer le formulaire obligatoirement à la pharmacie de l'armée (vérification du droit de recevoir).**

**Bitte Fussnoten und Hinweise auf Seite 9 beachten.
S'il vous plaît, faites attention aux notes de bas de page et aux indications à la page 9.**

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke	Gültig ab:	01.10.2022	Seite 1 von 9		



Gebrauchsmaterial / Matériel d'utilisation VBS/SAP Nr 2529.6610

Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nombre	VBS / SAP Nr	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hôp				
Chemie / Chimie					
0	0	n. a.	n. a.	PHOTOMETER REFLOTRON / PHOTOMETRE REFLOTRON: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dieses System steht nicht mehr zur Verfügung und wird vom Hersteller nicht mehr angeboten.</i> • <i>Ce système n'est plus disponible et n'est plus proposé par le fabricant.</i> 	Sortiment Assortiment

Blutgruppenbestimmung / Détermination du groupe sanguin

2	1		2143.1588	BLUTGRUPPENBESTIMMUNG DIAMED IN KISTE ASSORTIMENT DIAMED POUR DETERMINER LE GROUPE SANGUIN, DANS CAISSE	Sortiment Assortiment
---	---	--	-----------	---	--------------------------

Blutuntersuchung / Analyse de sang

2	1		2563.0755	BLUTGASANALYSATOR OSMOTECH OPTI, IN KISTE ANALYSEUR DES GAZ DU SANG OSMOTECH, DANS CAISSE	Sortiment Assortiment
2	1		2563.7391	GERINNUNGSANALYSER, IN KISTE ANALYSEUR DE COAGULATION, DANS CAISSE	Sortiment Assortiment
2	1		2562.2861	PHOTOMETER CRP QUIK READ GO, IN KISTE PHOTOMETRE CRP QUIK READ GO, DANS CAISSE	Sortiment Assortiment

Diverses / Divers

1	1		2502.4445	MIKROSKOP OLYMPUS CH40-PCD MIKROSKOP OLYMPUS CH40-PCD	Gerät Appareil
2	2		2143.1491	MIXER VORTEX GENIE 2TM 220V 0.5A, MIT KABEL MELANGEUR VORTEX GEIE 2TM 220V 0.5A, AVEC CABLE	Gerät Appareil
1	1		2569.5386	MISCHGERAET RM5-40 MIT 5 ROLLEN, IN KOFFER MELANGEUR RM5-40, AVEC 5 ROULEAU, DANS COFFRE	Gerät Appareil
2	2		2501.8960	PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 10-100 µL PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 10-100 µL	Gerät Appareil
2	2		2501.8961	PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 100-1000 µL PIPETTE EPPENDORF REFERENCE 100-1000 µL	Gerät Appareil

Zentrifuge, Kühlschrank / Centrifugeuse, réfrigérateur

Nur für Spit Abt mit einem ADF ausserhalb einer Spitalanlage der Armee

0	1		2114.4831	BLUTSENKUNGSGESTELL, SEDITAINER, FÜR 10 PIPETTEN PORTE-PIPETTES DE SEDIMENTATION DU SANG, SEDITAINER, POUR 10 PIPETTES	Gerät Appareil
0	1		2524.8702	KÜHLSCHRANK 225L, EKD 240, IN KISTE ARMOIRE FRIGORIFIQUE, 225L, EKD 240, DANS CAISSE	Gerät Appareil
0	1		2114.4174	ZENTRIFUGE HETTICH EBA 8S 8X 15ML, 230V CENTRIFUGEUSE HETTICH EBA 8S 8X15ML, 230V	Gerät Appareil
0	1		2222.3176	oder / ou ZENTRIFUGE HETTICH ROTANTA S CENTRIFUGEUSE HETTICH ROTANTA S	Gerät Appareil

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire

SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke	Gültig ab:	01.10.2022	Seite 2 von 9		



Verbrauchsmaterial / Matériel de consommation VBS/SAP Nr 2529.6611

Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nombre	VBS / SAP Nr	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hôp				
Chemie / Chimie					
n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	REFLOTRON, TESTSTREIFEN / BANDELETTES DE TEST: • <i>Sämtliche Reflotron Teststreifen und Kontrolllösungen stehen nicht mehr zur Verfügung und werden vom Hersteller nicht mehr angeboten.</i> • <i>Toutes les bandelettes réactives et solutions de contrôle Reflotron ne sont plus disponibles et ne sont plus proposées par le fabricant.</i>	
1	1		2556.0690	ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS, 200 STK/SCHACHTEL ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS, 200 PCE/BOITE	
5	5		2113.4691	AQUA AD INJECTABILIA SINTETICA AMP. 10ML, 10 STÜCK AQUA AD INJECTABILIA SINTETICA AMP 10ML, 10 PIECES	
1	1		2143.1570	KAPILLARRÖHRCHEN 32 µL 'RINGCAPS', 100 STÜCK TUBES CAPILLAIRES 32 µL, 'RINGCAPS' 100 PIECES	
200	200		2114.4489	PIPETTENSPIITZE 50-1000 µL KUNSTSTOFF POINTE DE PIPETTE 50-1000 µL MAT PLASTIQUE	
400	400		2570.9757	PIPETTENSPIITZE 5-200 µL KUNSTSTOFF, UNIVERSAL, GELB POINTE DE PIPETTE 5-200 µL MATIERE PLASTIQUE, UNIVERSEL, JAUNE	
1	3		2143.1549	REGISTRIERPAPIER-THERMO 57MM, ROLLE, ZU 25M PAPIER D'ENREGISTREMENT THERMO 57MM, ROULEAU À 25 M	

Hämatologie / Hématologie					
2	2		2549.4756	KALIBRATIONSBLUT 2X2,5 ML NORMAL, IN FLASCHE SANG ETALON 2X2,5 ML NORMAL, DANS FLACON	Kühlschrank Réfrigérateur
2	2		2549.4770	KALIBRATIONSBLUT 2X2,5 ML PATHOLOGISCH, LOW SANG ETALON 2X2,5 ML PATHOLOGIQUE, LOW	Kühlschrank Réfrigérateur
2	2		2549.4728	KALIBRATIONSBLUT 2X2,5 ML PATHOLOGISCH, HIGH SANG ETALON 2X2,5 ML PATHOLOGIQUE, HIGH	Kühlschrank Réfrigérateur
1	1		2113.6114	GIEMSA REAGENZ PHH ZUR BLUTZELLENFÄRBUNG GIEMSA REACTIF PHH POUR LA COLORATION DES CELLULES SANGUINES	
1	1		2113.6108	MAY-GRÜNWARD REAGENZLÖSUNG, 100ML MAY-GRUENWALD REACTIF, SOLUTION 100ML	
1	1		2113.5455	COMBUR 9, TESTSTREIFEN, 50 STÜCK COMBUR 9, BANDELETTES POUR TEST, 50 PIECES	
1	1		2578.6552	THROMBO COUNT FIX PLAXAN BLAU, 50ML THROMBO COUNT FIX PLAXAN BLEU, 50ML	
1	1		2545.4396	PUFFER WEISE PH7.2, 1L IN BEHÄLTER TAMPON WEISE PH7.2, 1L DANS RECIPIENT	
1	1		2502.4776	NACL 0,9% B BRAUN 100ML, ECOFLAC PLUS CHLORURE DE SODIUM 0,9% B. BRAUN ECOFLAC PLUS 100ML	
4	1		2501.9101	ABX MINOCLAIR, REINIGUNGS-UND DESINFEKTIONS-LÖSUNG 500ML ABX MINOCLAIR, SOLUTION DE NETTOYAGE ET DESINFECTANTE, 500 ML	

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 3 von 9	



Verbrauchsmaterial / Matériel de consommation VBS/SAP Nr 2529.6611

Grundzuteilung Attribution de base	Menge Nombre	VBS / SAP Nr	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
1	1	2114.5417	OBJEKTTRÄGER 76X26X1MM GLAS, WEISS, 50STÜCK PORTE-OBJETS 76X26X1MM VERRE, BLANC, 50 PIECES	
1	1	2580.8426	OBJEKTTRAEGER SUPERFROST 76X26X1MM ,50ST LAMME PORTE-OBJET SUPERFROST 76X26X1MM VERRE, BLANC, COUPE, 50 PCE DANS BOITE	
100	100	2117.2163	SCHNAPPDECKEL d73X6MM K'STOFF COUVERCLE A PRESSION d73X6MM MAT PLAST	
200	200	2580.6477	ZENTRIFUGENTUBE d15,8X102,1MM 12ML PPCO, 10 STK TUBE A CENTRIFUGER d15,8X102,1MM 12ML PPCO 10 PIECES DANS EMBALLAGE	

Blutgruppenbestimmung / Détermination du groupe sanguin

5	3	2113.5065	BLUTGRUPPENBESTIMMUNGS-SERUM CLON-ABO/RH, 48 KARTEN SERUM DE DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN CLON-ABO/RH, 48 CARTES	
2	2	2113.5059	BLUTGRUPPENBESTIMMUNGS-SERUM CLON-ID-ABD, 48 KARTEN SERUM DE DETERMINATION DU GROUPE SANGUIN CLON-ID-ABD, 48 CARTES	
2	3	2113.5060	BLUTGRUPPENBESTIMMUNGS-SERUM CLON-ID-RH, 48 KARTEN SERUM DETERMINATION GR SANG CLON-ID-RH, 48 CARTES	
5	3	2113.5064	SERUMGEGENPROBE MIT ANTIKÖRPER-SUCHTEST EPREUVE SERIQUE AVEC TEST RAI, 48 CARTES	
4	2	2113.5063	TESTERYTHROZYTEN ID- DIACELL AB-I-II-III, 6X10 ML HÉMATIES-TESTS POUR GROUPE SÉRIQUES ID-DIACELL AB-I-II-III, 6x10 ML	Kühlschrank Réfrigérateur 1
5	5	2113.5061	VERTRÄGLICHKEITSTEST ID-LISS / COOMBS, 48 KARTEN TEST DIRECT ET INDIRECT À L'ANTIGLOBULINE, D-LISS / COOMBS, 48 CARTES	
10	2	2113.5062	SUSPENSIONSLÖSUNG ID-DILUENT 2 (LISS) 2X100ML SUSPENSION D'HEMATIES ID-DILUENT 2 (LISS) 2X100ML	Kühlschrank Réfrigérateur
200	200	2114.5614	SUSPENSIONSRÖHRCHEN ID TUBE DE SUSPENSION ID	
200	200	2506.5862	VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR D9.5-11MM M. LAMELLEN BOUCHON POUR D9.5-11MM A. LAMELLES	
200	200	2143.1605	PIPETTENSPIITZE 10-50 µL, K'STOFF POINTE DE PIPETTE 10-50 µL MAT PLAST	

1 Mit gültigem Verfallsdatum, wenn beim Lieferanten / Hersteller verfügbar.
Avec une date d'expiration valide ,si disponible chez le fournisseur.

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 4 von 9	



Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nomb re	VBS / SAP- Nr.	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hôp				
Blutgasanalyse / Analyse des gaz du sang					
100	20		2545.3541	ARTERIELLE BLUTENTNAHME 'COMFORTSAMPLER' CAPILLAIRE KIT DE PRISE DE SANG 'COMFORTSAMPLER'	
1	0		2545.3537	KAPILLARROEHRCHEN 200 µL F PH, 250 STÜCK TUBE CAPILLAIRE 200 µL POUR PH/GAZ, 250 PIECES	
3	1		2545.3538	KASSETTEN OSMETECH OPTI CCA, 25STÜCK / PACK CASSETTES OSMETECH OPTI CCA, 25 PIECES / BOITE	
0	0		2143.1583	KALIBRIERGAS AVL OPTI 1, FÜR CA. 300 PROBEN GAZ D'ETALONNAGE AVL OPTI 1, POUR CA 300 MESURES	2
2	1		2545.3542	OPTI CHECK CONFITEST III, MULTIANALYTKONTROLLE 1,2,3X10X1,7MLAMPULLEN 'OPTI CHECK' CONFITEST III, KIT DE CONTR MULTI- ANALYSE 1,2, 3X10X1,7ML AMPOULES	
3	1		2143.1549	REGISTRIERPAPIER-THERMO 57MM, ROLLE Z 25M PAPIER ENREGISTREUR THERMIQUE ROULEAU DE 25M	
Gerinnung / Coagulation					
5	2		2508.6611	ACTIN FS AKTIVIERTES PTT- REAGENZ 10X2ML IN FLASCHE ACTIN FS REACTIF TCA 10X2ML DANS FLACON	Kühlschrank Réfrigérateur
5	2		2521.4168	CALCIUMCHLORID-LSG 10X15ML, FÜR GERINNUNGS- TEST SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM 10X15ML, POUR TEST DE COAGULATION	Kühlschrank Réfrigérateur
5	2		2521.4166	KONTROLLPLASMA N, 10X1ML HUMAN F QUICKBESTIMMUNG PLASMA DE CONTROLE N, 10X1ML HUMAN POUR TEST QUICK	Kühlschrank Réfrigérateur
5	2		2521.4163	KONTROLLPLASMA P, 10X1ML FUER QUICKBESTIMMUNG PLASMA DE CONTROLE P, 10X1ML POUR TEST QUICK	Kühlschrank Réfrigérateur
1	1		2562.6355	TEST KIT PT MULTI-CABRILATOR (FÜR QUICK- EICHKURVE) KIT DE TEST PT MULTI-CABRILATOR (POUR QUICK- COURBE DE CALIBRATION)	Kühlschrank Réfrigérateur
20	10		2521.4165	THROMBOREL S, 10X4ML THROMBOREL S, 10X4ML	Kühlschrank Réfrigérateur
5	3		2143.1548	KÜVETTEN M. RÜHRSTAB, 100 STÜCK / BOX CUVETTES A BATONNETS A REMUER, 100 PIECES/BOX	
2	2		2143.1549	REGISTRIEPAPIER-THERMO, 57MM, 25 M, ROLLE PAPIER ENREGISTREUR THERMIQUE 57 MM, ROULEAU D 25M	
CRP-Test / Test CRP					
2	2		2502.0007	KONTROLLSERUM CRP QUICK READ, 1ML SERUM DE CONTROLE CRP QUIK READ, 1ML	Kühlschrank Réfrigérateur
4	2		2562.5686	TEST-KIT QUIK READ GO CRP, 50STÜCK/PACKUNG KIT TEST QUIK READ GO CRP, 50 PCE/EMBALLAGE	Kühlschrank Réfrigérateur

2

Eine Dose Kalibriergas ist bereits im Sortiment «BLUTGASANALYSATOR OSMOTECH OPTI, I KISTE / 2563.0755» enthalten
Un emballage de gaz d'étalonnage est inclus dans l'assortiment „ANALYSEUR DES GAZ DU SANG OSMOTECH / 2563.0755 »

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 5 von 9	



Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nombr e	VBS / SAP- Nr.	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hóp				
Blutentnahme / Prise de sang					
1	1		2556.0690	ACCU-CHECK SAFE-T-PRO PLUS, 200 STÜCK / SCHACHTEL ACCU-CHECK SAFE-T-PRO PLUS, 200 PIECES /BOITE	
100	100		2561.3377	BLUTENTNAHMERÖHR VACUTAINER 5ML, GOLDGELB TUBE, PRELEVEMENT SANGUIN VACUTAINER 5ML, OR JAUNE	
100	100		2553.0264	BLUTENTNAHMERÖHRCHEN VACUTAINER 4ML, LILA TUBE POUR PRISE DE SANG VACUTAINER 4ML, LILA	
100	100		2114.5605	BLUTENTNAHMERÖHRCHEN VACUTAINER 4,5ML, BLAU TUBE POUR PRISE DE SANG VACUTAINER 4,5ML, BLEU	
100	100		2114.5604	BLUTENTNAHMERÖHRCHEN VACUTAINER 5ML, SCHWARZ TUBE POUR PRISE DE SANG VACUTAINER 5,2ML, NOIR	
100	100		2577.5565	BLUTENTNAHMERÖHR VACUTAINER 6ML, ROT TUBE POUR PRISE DE SANG VACUTAINER 6ML ROUGE	
100	100		2114.5603	KANÜLE VACUTAINER D0,9X38MM 20G, GELB CANULE VACUTAINER d0,9X38MM 20G JAUNE	
10	10		2114.4830	HALTER VACUTAINER d20/30X61MM KUNSTSTOFF PORTE-TUBE VACUTAINER d20/30X61MM MAT PL	
2	2		2504.3595	STAUBINDE JETPULL 2 490MM STERILISIERBAR GARROT JETPULL 2 490MM, STERILISABLE	
5	2		2542.3353	WUNDSCHNELLVERBAND 6X10CM DERMA PLAST SPPANSEMENT RAPIDE 6X10CM DERMA PLAST	
10	10		2520.1865	KANÜLENSAMMLER SANI SAFE d58/72X132MM P COLLECTEUR D'AIGUILLES SANI SAFE d58/72X132MM P	
Hygiene Überprüfungsmaterial / Matériel de contrôle d'hygiène					
3	1		2113.5584	NÄHRBODEN BRAIN HEART INFUSION AGAR BOUILLON DE CULTURE BRAIN HEART INFUSION oder / ou	
5	1		2113.5604	NÄHRBODEN TRYPCASE-SOJA-AGAR, 500G BOUILLON DE CULTURE TRYPCASE-SOJA-AGAR oder / ou	
4	1		2113.5581	NÄHRBODEN PLATE COUNT AGAR, 500G BOUILLON DE CULTURE PLATE COUNT AGAR,500G	
4	1		2113.5580	NÄHRBODEN VIOLET RED BILE AGAR, 500G BOUILLON DE CULTURE VIOLET RED BILE AGAR	
4	1		2113.5582	NÄHRBODEN ENTEROCOCCUS AGAR, 500G BOUILLON DE CULTURE ENTEROCOCCUS AGAR,500G	
3	1		2113.5592	NÄHRBODEN MAC CONKEY AGAR, 500G BOUILLON DE CULTURE MAC CONKEY AGAR,500G	
2	1		2113.6592	RODAC ABKLATSCHPLATTEN, 33 STUECK RODAC PLAQUES, 33 PIECES	Kühlschrank Réfrigérateur
800	200		2114.4683	REAGENZGLAS d16X160MM NEUTRALGLAS M GERA TUBE A ESSAIS d16X160MM VERRE NEUTRE	
200	50		2114.4724	REAGENZGLASKAPPE CAP-O-TEST AL,GRÜN ELO CAPUCHON CAP-O-TEST AL ELOXE VERT	
1'200	600		2114.4838	PETRISCHALE d66X15MM PS, MIT CM2-RASTER BOITE DE PETRI d66X15MM MAT PLAST, AVEC CM2 GRID	
12	4		2117.3420	FLACHSCHLAUCH 900X0,1MM POLYAETHYLEN ROLLE TUYAU PLAT 900X0,1MM POLYETHYLENE ROULEAU	
30	10		2117.3430	FOLIE 300X0,015MM AL ROLLE ZU 20M IN SCHACHTEL FEUILLE 300X0,015MM AL ROULEAU DE 20M DANS BOITE	

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire

SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 6 von 9	



Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nombr e	VBS / SAP- Nr.	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hóp				
15	5		2113.6504	POLSTERWATTE 375G PAKET, GEPRESST COTON ECRU CARDE PAQUET 375G, COMPRIMEE	
60	20		2116.7240	BEUTEL 300X500MM PE, MIT KLEBESTREIFEN SACHET 300X500MM PE AVEC BANDE AUTOCOLLANTE	
12	4		2115.3807	SELBSTKLEBBAND (ABDECKBAND) 38 MM, KREPP- PAPIER BANDE AUTOCOLLANTE (BANDE DE PROTECTION), 38	
Weiteres Verbrauchsmaterial / Matériel de consommation additionnel					
20	20		2564.6112	DESINFEKTIONSMITTEL STERILLIUM MED, FÜR HÄNDE, 100ML IN FLASCHE DESINFECTANT STERILLIUM MED, POUR MAINS, 100ML, DANS FLACON	
1	1		2506.0276	DESINF-MITTEL TERRALIN PROTECT, 2L/FLASCHE DESINFECTANT TERRALIN PROTECT, 2L/FLACON	
20	20		2113.4555	ETHANOL 70% DENAT, 100ML IN PET-FLASCHE ETHANOL 70% DENAT, 100ML DANS FLACON PET	
2	2		2582.6801	UNTERSUCH-HANDSCH GR L, VINYL, 100STK GANTS D'EXAMEN MED VINYLE, POINT L, 100PCE	
2	2		2545.7008	UNTERSUCH-HANDSCHUHE GR M, VINYL, 100STÜCK GANTS D'EXAMEN MED VINYLE, POINTURE M 100 PCE`	
1	1		2545.6961	UNTERSUCH-HANDSCHUHE GR S, VINYL, 100STÜCK GANTS D'EXAMEN MED VINYLE, POINTURE S, 100 PCE`	
100	100		2118.4347	SCHUHUEBERZUG K'STOFF, MIT GUMMIZUG COUVRE-CHAUSSURE MATIERE PLASTIQUE, AVEC ELASTIQUE	
40	20		2116.7271	ENTSORGUNGSBEUTEL 300X600MM ND-PE SACHET A DECHETS 300X600MM PE BP	3
20	20		2114.2989	ENTSORGUNGSBOX SHARPSAFE 2-TEILIG 4L BOITE POUR ELIMINATION DE DECHETS, 2-PIECES 4L	
10	10		2571.2792	BEHAELTER 30L 400X333,5X315MM PP, VAT5 RECIPIENT 30L 400X333,5X315MM PP, VAT5	Diese beiden Artikel müssen gemeinsam in ident. Menge bestellt werden.
10	10		2573.4419	DECKEL 394X328X46MM PP, VAT 5, MIT LOCH COUVERCLE 394X328X46MM PP, VAT 5, A TROU	
100	100		2549.0594	PIPETTE PASTEUR 1ML, 150MM KUNSTSTOFF PIPETTE PASTEUR 1ML, 150MM MAT PLASTIQUE	
0	0		2114.4963	SIPHONSPITZE (GUMMIHUETCHEN) d15X40MM POINTE DE SIPHON (CAPUCHON EN CAOUTCHOUC) d15X40MM	
100	100		2117.2162	BECHER d72/55X75MM POLYSTYROL GOBELET d72/55X75MM POLYSTYRENE	

3

Dieser Beutel darf nur zur Sterilisation von gebrauchten Agarplatten verwendet werden. Nach der Sterilisation ist der Beutel mit dem normalen Hauskehrrecht zu entsorgen. Die Beutel dürfen nicht für den Rückschub von z.B. mit Blut verschmutzten Materialien (Tupfer, Spritzen etc.) an die Armeepothek eingesetzt werden.

Ce sachet doit être utilisée uniquement pour la stérilisation des plaques d'agar utilisées. Après la stérilisation, le sachet doit être jeté avec les déchets ménagers habituels. Ces sachets ne sont pas conçus pour renvoyer du matériel souillés de sang (écouvillons, seringues etc.) à la pharmacie de l'armée.

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeepothek		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 7 von 9	



Grundzuteilung Attribution de base		Menge Nomb re	VBS / SAP- Nr.	Artikel / Article	Hinweis / Remarque
RS / ER	Spit Bat / bat hóp				
2	2		2114.5423	DECKGLAESER 18X18X0,2MM 50 STÜCK IN PAKET COUVRE-OBJETS 18X18X0,2MM 50 PIECES / BOITE	
200	200		2114.4717	REAGENZTUBE 10ML d15X95MM KS, MIT DECKEL TUBE A ESSAIS 10ML d15X95MM MAT PLAST, AVEC COUVERCLE	
1	1		2117.3441	PARAFILM M, ROLLE 100MMX38M PARAFILM M, ROULEAU 100MMX38M	
10	10		2578.9045	WISCHTUCH KIMTECH 110x210mm PAPIER WEISS, 280 STK IN PACKUNG CHIFFON KIMTECH 110X210MM PAPIER BLANC, 280 PIECES DANS EMBALLAGE	
1	1		2113.6513	TUPFER 4X5CM ZELLSTOFFWATTE, 1008 STÜCK TAMPONS 4X5CM OUATE DE CELLULOSE, 1008 PIECES	

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire					
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000	Version:	26
© Armeeapotheke		Gültig ab:	01.10.2022	Seite 8 von 9	



Wichtige Hinweise / Remarques importantes		
a) Labor-Informations- und Management-system / Système d'information et de management pour laboratoires		
Der folgende Artikel ist <u>anlässlich des URE beim Armeelogistikcenter zu bestellen</u> .		
L'article suivant doit être commandé au centre logistique de l'armée lors du rapport matériel		
2554.8928	Labor-Informations- und Management-system für mil Spit / Spit KSD	1 Sortiment bestehend aus Labor PC, Drucker, div. Kabel, USB-Stick etc.
	Système d'information et de management pour laboratoires hop mil / hop SSC	1 assortiment composé du PC laboratoire, d'une imprimante, div. câbles de connexion, clé mémoire USB
b) Wichtiger Hinweis für Material, das mit * Kühlschrank bezeichnet ist. / Avis important pour le matériel qui est désigné par * pour les produits à conserver au réfrigérateur.		
1.	Das bestellte Material muss in der Armeepotheke, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen abgeholt werden. Der Termin für die Abholung ist anlässlich des URE zu vereinbaren. Besten Dank!	
	Le matériel commandé doit être prit à la pharmacie de l'armée, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen. La date pour la remise du matériel doit être fixé à l'occasion du RAU. Merci!	
2.	Am Ende der Dienstleistung muss diese Material zwingend in der Armeepotheke, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen abgeliefert werden. Der Transport muss unter gekühlten Bedingungen d.h. bei +2 bis +8°C erfolgen. Der Rückgabetermin ist am URE festzulegen.	
	A la fin du service, ce matériel doit être livré à la pharmacie de l'armée, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen. Le transport doit avoir lieu sous réfrigération c'est-à-dire à des conditions réfrigérées entre +2 et +8 ° C. La date de retour est fixé à l'occasion du RAU.	

Zusätzliche Weisungen - Directives supplémentaires

- a) Die Bestellungen sind bataillons- / abteilungsweise **zusammengefasst** einzureichen.
Les commandes sont à présenter en bloc pour les besoins du bataillon / du groupe.
- b) Über die angegebene Liste und Dotation hinausgehende Bestellungen sind ausführlich zu begründen. Die Armeepotheke ist beauftragt, die Bestellungen nach dem Stand der Vorräte zu kürzen.
Toute commande excédentaire ou d'articles ne figurant pas sur cette liste doit être dûment motivée. La Pharmacie de l'armée est tenue de réduire la commande suivant les stocks disponibles.

- Ablage: C B QS als ORIGINAL (Masterdokument)
 SAP / DVS (leeres Formular)
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)
- Verteiler Truppe am URE (leeres Formular)
 Armeelogistikcenter / KAM (ausgefülltes Formular)
 Homepage: <https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/lba/armeepotheke.html>

Bestellformular Labormaterial / Matériel de laboratoire			
SAP/DVS Nr:	AFR / 100304	Teildok:	000
		Version:	26
© Armeepotheke	Gültig ab:	01.10.2022	Seite 9 von 9